

paingone®*

the original TENS pen

**Fast,
Simple
Drug-free
Pain relief**

**Soulagement
de la Douleur
Rapide
Simple
et Naturel**



Instructions for use Manuel d'instruction

*Paingone is a registered trademark. The name does not imply efficacy/performance. It is intended for temporary relief only, as part of your regular pain relief treatment plan.

*Paingone est une marque déposée. Son nom n'implique pas une garantie d'efficacité/de performance. Il est seulement conçu pour soulager temporairement la douleur, en complément de votre traitement antidouleur.

GB

How to use Paingone

Paingone is a low frequency TENS device powered by quartz crystals and designed to complement your current pain treatment plan. It is fully self-contained and does not require batteries. Paingone works using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS); a method for pain relief used widely around the world. Hold Paingone in your hand and firmly wrap your index finger around the metal ring. Place the tip of the device directly on the point you wish to use it and click the button 30-40 times. This should take about 60 seconds. Each click delivers TENS therapy straight to the point you need it. Re-apply when necessary, up to 4-5 times a day on each desired area. Paingone can even be used through light clothing. Paingone can also be used on acupoints to help enhance the therapy.

⚠ WARNING - DO NOT USE PAINGONE:

- If you use a pacemaker
- During the first 16 weeks of pregnancy
- If you suffer from epilepsy
- If you experience any irritation, itching or marking of the skin or any other adverse symptoms during or after application
- If the plastic body is broken in any way
- On the carotid sinus nerves, laryngeal or pharyngeal muscles in the front/side of your neck
- Over the heart or directly over metal implants
- If you suffer from heart rhythm problems
- While driving
- In and around your eyes
- On wet skin or in damp surroundings
- Close to oxygen or inflammable liquids
- On open wounds

Failure to follow these warnings could result in serious injury

⚠ CAUTIONS

- Read instructions before use
- Keep instructions in a safe place
- Not suitable for use by children
- Keep out of reach of children
- No product or advice is solely intended to replace current medication, diagnose or cure any conditions
- Please consult your doctor if you are concerned about the applicability of this product in relation to your own condition or if you are already taking steroids, warfarin or similar medication

Usage Instructions - Manuel d'instruction



Place the Paingone on the point of pain or acupuncture point and click the button 30 – 40 times, this should take around one minute.

Placer Paingone sur l'endroit douloureux ou point d'acupuncture et cliquez 30 à 40 fois sur le bouton. Cette opération prend environ une minute.

The electrical pulses of the TENS therapy may be felt with each click, though sensations vary by user

Les impulsions électriques peuvent être ressenties à chaque clic, mais ces sensations varient d'un utilisateur à un autre.



The therapy can be applied to larger areas by moving the device along the line of pain as you click. Paingone also works through light clothing. La thérapie peut être appliquée à des zones plus grandes en suivant la ligne de douleur tout en cliquant. Paingone marche aussi à travers les vêtements légers.

FR

R.2017 - 03

Utilisation de Paingone

Paingone est un électrostimulateur TENS à basse fréquence alimenté par des cristaux de quartz et conçu pour compléter votre actuel traitement pour la douleur. Il est totalement autonome et ne nécessite aucune pile. Paingone fonctionne en utilisant la Neurostimulation électrique transcutanée (TENS); une thérapie utilisée à travers le monde pour le soulagement de la douleur. Tenez Paingone dans votre main et entourez fermement votre index autour de l'anneau métallique. Placer le bout de Paingone directement sur le point douloureux et cliquez 30 à 40 fois sur le bouton. Cela devrait prendre environ 60 secondes. Chaque clic envoie directement une impulsion électrique sur le point douloureux. Renouveler si nécessaire, jusqu'à 4 à 5 fois par jour sur chaque zone désirée. Paingone marche aussi à travers les vêtements légers. Paingone peut être utilisé sur les points d'acupuncture pour aider à renforcer la thérapie.

⚠ ATTENTION ! N'UTILISEZ PAS PAINGONE :

- Si vous avez un pace-maker
 - Pendant les 16 premières semaines de grossesse
 - Si vous souffrez d'épilepsie
 - Si vous souffrez d'irritations, de démangeaisons, de marques sur la peau ou tout autre effet indésirable pendant ou après l'application
 - Si le corps en plastique est cassé de quelque façon
 - Sur les nerfs du sinus carotidien, les muscles du larynx ou du pharynx sur le devant/ le côté du cou
 - Au-dessus du cœur ou directement au-dessus d'implants en métal
 - Si vous souffrez d'arythmie cardiaque
 - En conduisant
 - Dans et autour des yeux
 - Sur peau mouillée ou dans un environnement humide
 - Près d'une source d'oxygène ou de liquides inflammables
 - Sur des plaies ouvertes
- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves

⚠ ATTENTION !

- Lire les instructions avant utilisation
- Conserver le manuel en lieu sûr
- Ne convient pas aux enfants
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Aucun produit ou conseil n'a été prévu pour à lui seul remplacer votre traitement actuel, établir un diagnostic ou guérir
- Veuillez consulter un médecin si vous avez la moindre inquiétude sur l'adéquation de ce produit à votre état ou si vous prenez déjà un traitement tel que des stéroïdes ou de la warfarine

Technical Information

Description: Hand-held, pen-like, piezoelectric TENS stimulator

Device Name: Paingone

Classification: Class IIa Medical Device (CE0086)

Applications: Paingone is designed for self-application and to deliver drug-free piezoelectric TENS therapy

Product Specification:

Approximate Dimensions: 32mm in length x 20mm in diameter

Mechanism of Action: Paingone is to be placed directly on the area you wish to use it or, alternatively, an acupuncture point. Pressing the button results in the generation of an electrical impulse which is delivered to the patient via the electrode touching the skin.

Energy Output: 2.6mJ at 2000Ω

Power Requirements: No power source is required

Operating Life: 24 months based on typical usage of three applications per day with 30-40 clicks per treatment.

Maintenance:

The device has been designed for maintenance-free use. Paingone does not require sterilization or disinfection. Paingone may be cleaned externally using a soft slightly damp cloth and allowed to dry before use.

Operating, Transportation & Storage Environment: Temperature: -20 °C to +50 °C Relative Humidity: 10% to 95%

Electromagnetic Compatibility:


Paingone meets the standards required by the EN 60601 Electro Magnetic Compatibility (EMC) test (EN 60601-1-2:2007 and EN 61000-4-2:2008).

The operation of the Paingone is not affected by interference from other electrical or electronic equipment. Interference with electrical/electronic devices through the operation of the Paingone device has not been experienced but cannot be excluded.

Safety Standards: The Paingone conforms to EN 60601 - 1:1990 +A1:1993 +A2:1995

Quality Standards: The manufacturer meets the requirements of the Quality Assurance Standard (ISO 13485:2003). Paingone conforms to the European Medical Device Directive 93/42/EEC.

Transportation & Storage Conditions:



Symbols

- Manufacturer's Identification
- Attention, consult accompanying documents
- Protection against electric shock. Type BF applied part according to European Norm EN 60601-1.
- Degree of protection against the harmful ingress of water. Protected against vertically falling water drops.
- The battery should not be disposed of in normal household waste but returned via battery collection point.
- The equipment should not be disposed in the
- Identification of month & year of manufacture. LOT is given as yyyy/mm.
- CE marking of conformity to the European Medical Device Directive 93/42/EEC under the supervision of Notified Body Number 0086 British Standards Institution (BSI).

Medi-Direct International Ltd, Unit 24, Wilford, Business Park, Ruddington Lane, Nottingham, NG11 7EP, UK, www.paingone.com

© Copyright, 2017, Medi-Direct International Ltd. All rights reserved. Copying or other reproduction of this document is prohibited without the prior written consent of Medi-Direct International Ltd.

FR

Information Technique

Description : portatif, en forme de stylo, stimulateur

piézoélectrique TENS

Nom du produit : Paingone

Classification : Dispositif médical de Classe IIa (CE0086)

Application : Paingone est conçu pour une auto-application et pour envoyer une thérapie piézoélectrique TENS sans médicament.

Spécifications du produit :

Dimension approximatives : 32 mm de long x 20 mm de diamètre
Mécanisme de fonctionnement : Paingone se place directement sur le point souhaité ou sur un point d'acupuncture. Une pression sur le bouton génère une pulsion électrique transmise au patient par l'électrode qui est en contact avec la peau.

Puissance Électrique : 2.6mJ à 2000Ω

Alimentation Électrique : Aucune alimentation électrique n'est nécessaire.

Durée de Vie : 24 mois à une fréquence de trois applications par jour et 30 à 40 clics par traitement

Entretien :

Ce dispositif est conçu pour ne nécessiter aucun entretien particulier. Paingone ne nécessite pas de stérilisation ni de désinfection. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon doux et légèrement humide. Laisser sécher avant d'utiliser.

Conditions d'Opération, Transport et Rangement : Température : - 20 °C à + 50 °C Humidité relative : 10% à 95%


Compatibilité Électromagnétique:

Paingone est conforme aux normes établies par le test de compatibilité électromagnétique (CEM) EN 60601-1-2 :2007 et EN 61000-4-2 :2008). Le fonctionnement de Paingone n'est pas affecté par d'autres équipements électriques ou électroniques. Des interférences avec d'autres dispositifs électriques/électroniques durant le fonctionnement de Paingone n'a été vécu, mais cette possibilité n'est pas exclue.

Normes de Sécurité : Paingone est conforme à la norme européenne EN 60601 – 1 :1990 +A1 :1993 +A2 : 1995

Normes de Qualité : Le fabricant est conforme aux exigences de la norme d'assurance qualité ISO 13485 :2003. Paingone est conforme à la directive européenne 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux.

Conditions de transport et de stockage:



Symboles

- Identification du fabricant.
- Attention, consulter les documents d'accompagnement.
- Protection contre le choc électrique. Type BF appliqué selon la norme européenne EN 60601-1.
- IPX1** Degré de protection contre la pénétration de l'eau. Protégé contre les chutes verticales d'eau.
- La pile ne devrait pas être jetée dans les déchets ménagers mais renvoyé via un point de collecte de pile. L'équipement ne devrait pas être jeté dans un flux normal de déchets.
-
- Identification du mois et de l'année de manufacture. LOT est présenté comme aaaamm.
- Marquage CE de conformité à la directive européenne 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux sous la supervision de l'organisme notifié numéro 0086 British Standards Institution (BSI).

Medi-Direct International Ltd, Unit 24, Wilford, Business Park, Ruddington Lane, Nottingham, NG11 7EP, UK, www.paingone.com

© Copyright, 2017, Medi-Direct International Ltd. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce document est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Medi-Direct International Ltd.

JJAK UŻYWAĆ PAINGONE?

Przyrząd przeciwbólowy jest gotowy do użytku i nie wymaga jakiegokolwiek przygotowania przed użyciem. Ułóż przyrząd w ręku tak, aby palec wskazujący obejmował metalową obręcz na obudowie, a kciuk spoczywał na przycisku. Umieść końcówkę przyrządu w okolicy bólu i naciskaj przycisk 30-40 razy. Podczas i po zabiegu może być odczuwalne uczucie mrowienia. Przyrząd jest również skuteczny przez lekkie ubranie. Przyrząd wystarcza na około 100 000 kliknięć.

JAK DZIAŁA PAINGONE?

Każde kliknięcie generuje impuls elektryczny o częstotliwości 1-2 Hz, który jest przenoszony drogą nerwową do rdzenia kręgowego i mózgu, gdzie pobudza uwalnianie endorfin (naturalne substancje przeciwbólowe).

TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.

- ⚠ UWAGA!!! NIE UŻYWAĆ:**
- u osób z rozrusznikiem serca
- w okolicy nerwu zatokowego, krtoniowego oraz mięśni gardła z przodu i z tyłu szyi
- w okolicy serca
- podczas jazdy
- w okresie ciąży
- w okolicy oczu
- bezpośrednio na metalowe implant
- na mokrą skórę i w wilgotnych miejscach ciała
- w pobliżu tlenu i substancji łatwopalnych
- u osób chorych na padaczkę
- na otwarte rany
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów podrażnienia, świądu lub zaczerwienie skóry w miejscu stosowania urządzenia należy bezzwłocznie zaprzestać jego stosowania.

⚠ OSTRZEŻENIA:

- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję
- Przechowywać przyrząd w miejscach niedostępnych dla dzieci
- Nie używać przyrządu w zamian zaleconego leczenia
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego dawkowania oraz w przypadku kiedy używasz leki takie jak sterydy lub warfaryna itp.
- Nieodpowiedni dla dzieci
- Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu

MODO DE EMPLEO DEL PAINGONE

Paingone se presenta listo para su utilización sin previos preparativos. Sujete el Paingone con la mano, coloque firmemente el dedo índice alrededor del aro de metal. Ponga el lápiz sobre el punto de dolor y haga clic en el botón entre 30 y 40 veces. Sentirá una pequeña sensación. Es efectivo aún aplicado sobre ropa ligera. Apto para producir 100.000 aplicaciones (clicks) sin necesidad de mantenimiento.

ACCIÓN DEL PAINGONE

Cada clic envía diminutos impulsos eléctricos a lo largo de los trayectos nerviosos al cerebro, produciendo la secreción de endorfinas (las defensas naturales del cuerpo contra el dolor).

SOLO PARA USO EXTERNO

⚠ ATENCIÓN ! N UTILICE EL PAINGONE

- Si usa marcapasos
- Sobre el nervio de la carótida de la sien, los músculos de laringe y faringe a nivel de la garganta
- encima del músculo cardiaco
- al conducir
- Durante el embarazo
- En o alrededor de los ojos
- Directamente sobre implantes de metal (coloque el lápiz lo más cerca posible arriba o debajo del punto de dolor)

- Sobre piel húmeda o en ambientes húmedos
- Cerca de oxígeno o líquidos inflamables
- Si sufre de epilepsia
- En heridas abiertas
- Si siente cualquier tipo de irritación, picazón o marca en la piel, o cualquier otro síntoma adverso después de su aplicación.

⚠ OBSERVACIONES

- Lea por favor las instrucciones antes de aplicarlo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Ningún producto ni recomendación pretende reemplazar la medicación, diagnóstico o tratamiento de cualquier patología
- Por favor consulte con su médico si tiene alguna duda sobre la aplicación de éste producto en relación con su patología o si está actualmente tomando medicación importante como esteroides o warfarina etc
- El paingone no esta indicado para menores
- Mantenga las instrucciones en un lugar seguro

MODALITÀ D’USO DI PAINGONE

Il dispositivo Paingone è pronto per l’uso e perciò non necessita alcuna preparazione. Tenere il dispositivo Paingone in mano, e avvolgere con fermezza l’indice attorno all’anello metallico. Posizionare il dispositivo sull’area dolorante e premere il pulsante per 30 - 40 volte. Avvertirete una leggera scarica elettrica. L’azione del dispositivo si avverte anche attraverso abiti leggeri. È possibile premere piu di 100.000 volte il pulsante senza che il dispositivo richieda alcuna manutenzione

COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO PAINGONE?

Ad ogni pressione del pulsante, vengono inviati al cervello minuscoli impulsi elettrici attraverso i canali nervosi; il cervello rilascia quindi le endorfine (le difese naturali che l’organismo utilizza per proteggersi dal dolore)

PER USO ESTERNO SOLAMENTE

⚠ AVVERTIMENTI NON USARE PAINGONE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Se siete portatori di un pacemaker
- Sulle arterie carotiche, sui muscoli della laringe e faringe e sulla parte anteriore e ai lati del collo
- Sopra il cuore o su ferite aperte
- Mentre guidate
- Non usare durante la gravidanza
- Sugli e attorno agli occhi
- Direttamente su impianti metallic
- Sulla pelle umida o bagnata
- In prossimità di ossigeno o liquidi infiammabili
- Se soffrite di epilessia
- Se si verificano irritazione, prurito, segni sulla pelle o altri sintomi negativi.

⚠ PRECAUZIONI D’USO

- Leggere le istruzioni prima dell’uso
- Tenere lontano dalla portata del bambini
- Con queste indicazioni non si intende dare consigli medici di alcun genere. Nel dubbio, prima di usare il prodotto, e in particolare se al momento si fa uso di farmaci come steroidi, warfarine, etc, si consiglia di consultare un medico di fiducia.
- Non adatto ai bambini
- Conservare le istruzioni in un luogo sicuro

SO BENUTZEN SIE DEN PAINGONE RICHTIG

Der Paingone ist sofort einsetzbar. Nehmen Sie das Gerät in die Hand und legen Sie den Zeifinger fest um den Metallring. Platzieren Sie das Gerät direkt auf den Schmerzpunkt und drücken Sie den Druckknopf 30 bis 40 mal. Sie werden leichte elektrische Impulse verspüren. Der Paingone braucht nicht direkt auf die Haut aufgesetzt zu werden, da es auch durch leichte Kleidung hindurch wirkt. Das Gerät kann wartungsfrei über 100000 mal betätigt werden.

WIE FUNKTIONIERT IHR PAINGONE?

Mit jeder Betätigung der Drucktaste werden kleine elektrische Impulse entlang der Nervenbahnen zum Gehirn geschickt, wodurch Endorphine (die körpereigenen natürlichen Schmerzstiller) ausgeschüttet werden.

NUR FÜR ÄUßERE ANWENDUNG

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

VERWENDEN SIE PAINGONE NICHT:

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen
- Auf der Halsschlagader, dem Sinusnerv und dem Kehlkopf - und Schlundmuskel
- Über dem Herzen
- Beim Autofahren
- Während der Schwangerschaft
- An den Augen oder im Bereich der Augenpartie
- Direkt über Metallimplantaten
- Auf nasser Haut oder in einer feuchten Umgebung
- In der Nähe von Sauerstoff oder entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen
- Wenn Sie unter Epilepsie leiden
- Bei offenen Wunden
- Wenn Sie Juckreiz, Irritationen, Verfärbungen oder andere unerwünschte Symptome nach der Anwendung auf der Haut bemerken.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung lesen
- Vor Kindern sicher aufbewahren
- Kein Produkt oder Ratschlag kann Ihre jetzige Medizin, Dianose oder Heilung allein ersetzen. Beraten Sie sich erst mit Ihrem Arzt, wenn Sie Zweifel an der Anwendung dieses Produktes mit Hinblick auf Ihren Gesundheitszustand haben sollten oder Medikamente wie Steroide oder Warfarin einnehmen
- Für Kinder nicht geeignet
- Bitte bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf

HOE GEBRUIKT U UW PAINGONE?

Paingone is gebruiksklaar en kan zonder meer onmiddellijk gebruikt worden. Houd uw Paingone in uw hand. Klem uw wijsvinger stevig rond de metalen ring. Plaats de pen op de pijnlijke plaats en klik 30 tot 40 keer met de druktoets. U voelt een zachte tinteling. Hij werkt ook doorheen dunne kleding en biedt meer dan 100,000 klikken zonder onderhoud.

HOE WERKT UW PAINGONE?

Elke klik stuurt minuscule elektrische impulsen via de zenuwen naar uw hersenen waardoor endorfine vrij komt (het natuurlijke afweersysteem tegen pijn van uw lichaam).

ALLEEN VOOR EXTERN GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING ! GEBRUIK DE PAINGONE NIET:

- Als u een pacemaker heeft
- Aan de halsslagader sinus zenuw, “laryngeal” of “pharyngeal” spieren en de voorkant/achterkant van je nek
- Over het hart
- Tijdens besturen (van een voertuig)
- Tijdens de zwangerschap
- In en rond uw ogen
- Vlak op metalen implantaten (plaats zo dicht mogelijk bij de pijnlijke plaats ervoven of eronder)
- Op natte huid en in een vochtige omstandigheden
- Nabij zuurstof of brandbare vloeistoffen
- Als u aan epilepsie lijdt
- Op open wonden
- In het geval van irritatie, jeuk of roodheid of andere bijwerkingen op de huid na de behandeling.

⚠ OPGELET

- Lees a.u.b. de bijsluiter alvorens te gebruiken
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Geen enkel product of advies is uitsluitend bedoeld om de huidige medicatie of diagnose te vervangen of aandoeningen te genezen
- Raadpleeg a.u.b. uw arts als u zich vragen stelt bij de geschiktheid van dit product voor uw aandoening of als u medicatie neemt zoals bijvoorbeeld steroïden of warfarine
- Gelieve de instructies op een veilige plaats te bewaren
- Paingone is niet geschikt voor kinderen

HUR DU ANVÄNDER DIN PAINGONE

Paingone är färdig att använda, inga förberedelser behövs. Håll din Paingone i handen och lägg pekfingret stadigt runt metallringen. Håll pennan mot smärtpunkten och klicka på den tryckknappen 30 - 40 gånger. En svag påverkan känns då. Den fungerar genom tunna kläder och klarar 100 000 “klickar” utan underhåll.

HUR FUNGERAR DIN PAINGONE?

Varje klick skickar svaga elektriska impulser genom nerverna till hjärnan, som frisätter endorfiner (kroppens naturliga försvar mot smärta)

ENBART FÖR UTVÄRTES BRUK

⚠ VARNING! ANVÄND INTE PAINGONE:

- OM du har pacemaker
- Vid eller på nerver som leder till bihålorna, (carotid sinus nerves)
- På eller runt nackens muskler (largyngéal och pharyngéal)
- På hjärtat
- Samtidigt som du framför motordrivet fordon
- OM du är gravid
- I och runt ögonen
- Rakt ovanför metallimplantat
- På våt hud eller fuktig miljö
- Nära syrgas eller brännbara vätskor
- OM du har epilepsi
- I öppna sår
- Använd inte paingone om ni känner irritation, klåda eller andra negativa symptom efter användning.

⚠ AKTA!

- Läs igenom bruksanvisningen innan användning
- Förvara din Paingone utom räckhåll för barn
- Vänligen konsultera din läkare om du är orolig för att använda produkten p.g.a ditt allmänna hälsotillstånd eller om du tar steroider, blodförtunnande medicin etc.

- Ej lämplig för barn
- Förvara instruktionerna på ett säkert ställe

12 month replacement warranty

Register your Paingone online today. In addition to the 12-month manufacturer’s warranty, you will benefit from a further 12-month replacement warranty in case of manufacturing fault.

If your Paingone develops a fault within 2 years of purchase, simply return the device with a copy of the purchase receipt. A replacement will be sent to you free of charge. Cover is from the date of receipt. A replacement cannot be given if we believe the malfunction is due to misuse.

Please visit www.paingone.com/warranty to register your extended Paingone warranty and for full terms and conditions and return address details.

Garantie de remplacement de 12 mois

Enregistrez votre Paingone aujourd’hui. En plus de la garantie du fabricant de 12 mois, vous bénéficierez d’une garantie de remplacement prolongée de 12 mois en cas de défauts de fabrication.

Dans le cas où votre Paingone développe un défaut dans un délai de 2 ans à compter de la date d’achat, vous pouvez retourner le produit et on vous le remplacera gratuitement. Cette garantie n’est pas valable si le défaut découle d’un usage inadéquat.

Veuillez visiter www.paingone.com/warranty pour enregistrer votre garantie Paingone prolongée, et pour voir tous les conditions et l’adresse de retour.

SÅDAN BRUGER DU DIN PAINGONE

Paingone er klar til brug, ingen forberedelse er nødvendig. Hold din Paingone i hånden og placer din pegefinger fast omkring metalringen for oven. Hold pennen på smerte punkt, og klik på trykknappen 30 til 40 gange. Et svagt strømimpuls føles da. Det virker gennem tyndt tøj og kan “klikke” 100.000 uden vedligeholdelse.

HVORDAN FUNGERER DIN PAINGONE?

Hvert klik sender milde elektriske impulser gennem nerverne til hjernen, som frigiver endorfiner (kroppens naturlige forsvar mod smerte).

KUN TIL UDVORTES BRUG!

⚠ ADVARSEL! BRUG IKKE PAINGONE:

- HVIS du har pacemaker
- Ved eller på nerverne som leder til bihulerne, (carotid sinus nerves)
- På eller rundt om nakkens muskler (largyngéal og pharyngéal)
- På hjertet
- Samtidigt med du betjener et motordrevet køretøj
- Hvis du er gravid
- På og omkring øjnene
- Lige på et metal implantat
- På våd hud eller i fugtigt miljø
- Nær oxygengas eller brændbare væsker
- HVIS du har epilepsi
- I åbne sår
- Hvis du oplever irriteret hud, kløe, mærker på huden eller andre former for symptomer efter brug.

⚠ VIGTIGT!

- Læs brugsanvisningen igennem inden brug
- Opbevar din Paingone uden for børns rækkevidde
- Konsulter venligst din læge hvis du er utryg ved at anvende produktet pga. din almene helbredstilstand eller hvis du tager steroider, blodfortyndende medicin etc.
- Ikke egnet til børn
- Gem denne vejledning på et sikkert sted